

En Kıymetliniz bizimle **Güvende**

Kanıtlanmış Kalite ve %100 müşteri memnuniyeti.
Sahip olduğumuz sıkı kalite politikası sayesinde %100 müşteri memnuniyetine ulaştık. Novos, **yenidoğan** bakımı için yüksek kaliteli ürünler tasarlamaya ve üretmeye devam edecektir; sizin yapmanız gereken tek şey hastalarınıza odaklanmak.

Novos Medical Systems, önceden haber vermeksizin tasarımda, özelliklerde ve modellerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Novos Medical Systems'in Kalite Yönetim Sistemi ISO 13485 sertifikasına sahip olup ürünler Tıbbi Cihaz Direktifine (93/42/EEC) göre sertifikalandırılmaktadır.

Novos Tıbbi Cihazlar Sanayi Ve Ticaret İthalat Ve İhracat Limited Şirketi
İvedik OSB Mahallesi 1518. Cad. Matbaacılar Sitesi Sit. No:2/39 Yenimahalle, Ankara, Türkiye
T. +90 312 384 15 88 • F. +90 312 384 15 98 • info@novosmedical.com

www.novosmedical.com



EasyPuff

T-Parça Bebek Resüsitasyon Cihazı



En Kıymetliniz
bizimle **Güvende**

En Kıymetliniz
bizimle **Güvende**

EasyPuff, acil durumlarda, doğum odalarında, nakilde ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde bebeklerin doğru ve kontrollü resüsitasyonu için mükemmel bir tercihtir.

Ambular, hastanelerde resüsitasyon için yaygın olarak kullanılır. Ancak bebeklerde barotravma veya yetersiz ventilasyona neden olabilir. Ambular, yüksek oksijen konsantrasyonu sağlamak için oksijen rezervuarına ihtiyaç duyar ve maske üzerinden serbest akış oksijeni veremezler; ayrıca PEEP ayarı sağlamazlar.

EasyPuff bebek resüsitasyon ünitesi ile maksimum basınç, maksimum basınç tahliye valfi (pop-off valfi) ile ayarlanabilir.

EasyPuff, tam olarak kontrol edilen PIP ve PEEP değerlerini sağlamanızı sağlar, böylece yenidoğanın akciğerlerinde maksimum oksijenlenme sağlanır ve Fonksiyonel Rezidüel Kapasiteyi (FRC) korur. **EasyPuff** ile maskeden güvenilir bir şekilde serbest akış oksijeni de verebilirsiniz.

FAYDALAR

- Kolay kullanım
- Hafif, taşınabilir
- Basınçta tutarlılık
- Ambu kullanımdan kaynaklanan yorgunluk yok
- %21 – %100 oksijen konsantrasyonunu güvenilir bir şekilde sağlar
- Pik inspiratuar basınç (PIP) ve pozitif ekspiratuar sonu basıncını (PEEP) güvenilir bir şekilde kontrol eder
- Bebekte aşırı basıncı önler ve riskleri ortadan kaldırır.

Kolay Resüsitasyon: Basit Bir Parmak Hareketi ile Hayat Kurtarıcı Sonuçlar Elde Edin

EasyPuff, harici bir gaz kaynağı ile çalışır ve %21 – %100 Oksijen tedariki için opsiyonel bir karıştırıcı ile birlikte kullanılabilir.

T-parça bir elde tutulabilir ve operatör, T-parçasını başparmak veya işaret parmağı ile kapatarak resüsitasyonu kolay ve basit bir şekilde uygulayabilir.



Maksimum Basınç Ayarı



PIP Ayarı



PEEP Ayarı



İnspirasyon



Ekspirasyon

Çok Fonksiyonlu Kullanım

EasyPuff T-Parça Bebek Resüsitasyon Cihazı, taşıma arabasız bağımsız bir ünite olarak, mobil taşıma arabası ile veya Novos marka ısıtıcı açık yatak cihazlarına entegre olarak 3 farklı konfigürasyonda kullanılabilir.



İsteğe bağlı mobil stand, blender, silindir rafları, serum askısı ile EasyPuff

Teknik Özellikler

Boyutlar

Genişlik	20 cm
Derinlik	13 cm
Yükseklik	26 cm
Ağırlık, yaklaşık	1.5 kg

Özellikler

Manometre Aralığı	-20 ile 80 cmH2O
Maksimum Basınç	5–70 cmH2O
Pik Inspiratuar Basınç (PIP)	0–70 cmH2O @ 8 lpm
Pozitif Son Ekspiratuar Basınç (PEEP)	1–10 cmH2O @ 8 lpm
Gaz Giriş Akış Aralığı	5 lpm (min) –15 lpm (maks)
O2 Konsantrasyonu	0–100 % (bağlı gaz kaynağına bağlı)
Çalışma Süresi (400 L silindir)	8 l/dk'da 50 dakika

Çevresel Gereksinimler

Çalışma Sıcaklığı Aralığı	18°C ile +41°C
Depolama Sıcaklığı Aralığı	-20°C ile +60°C
Çalışma Nem Aralığı	%5 ile %95 RH, yoğuşmasız
Depolama Nem Aralığı	%5 ile %95 RH, yoğuşmasız

Standart Aksesuarlar

1 adet T-parça Hasta Devresi
1 adet Yuvarlak Maske (boyut 0)
1 adet Yuvarlak Maske (boyut 1)
1 adet Test Balonu ve Gaz Tedarik Hattı
Hortum, Gaz Tedariki, Akışmetre Çıkışı için

Opsiyonel Özellikler

Taşıma Arabası, EasyPuff (serum askısı dahil)
Tüp Yuvası, Taşıma Arabası, EasyPuff (serum askısı dahil)
Hava ve Oksijen Karıştırıcı
Hava ve Oksijen Akışmetre Sistemi
Karıştırıcı veya Akışmetre Sistemi için Bağlantı Kiti (serum askısı dahil)
Aksesuar Sepeti, Solunum Sistemleri Taşıma Arabası

Yedek Parçalar ve Sarf Malzemeleri

Tek Kullanımlık T parçalı Hasta Devresi
Tek Kullanımlık Yüz Maskesi Boyut 0
Tek Kullanımlık Yüz Maskesi Boyut 1
Tek kullanımlık Test Balonu, 64 ml
Hortum, Gaz Tedariki, Akışmetre Çıkışı için



EasyPuff bağımsız ünite